

El primer paso para minimizar riesgos



Nuestro paquete Basic Care le garantiza una productividad continua y un riesgo inferior de tiempo de inactividad del equipo. Beneficiarse de intervención prioritaria y con descuento en caso de reparación.

Nuestro paquete Basic Care es la solución básica para un mantenimiento preventivo y garantizar un tiempo de actividad básico del equipo con intervención periódica y previamente planificada. Durante nuestros procesos de limpieza y realización de comprobaciones identificamos posibles casos de deterioro del equipo mucho antes de que llegue a fallar. Al evitar el efecto del desgaste y el deterioro, se logra también maximizar la vida útil del equipo.

De ser necesaria una reparación, podrá beneficiarse de un descuento en la tarifa de mano de obra.

Basic Care le ofrece las siguientes ventajas:

Inspección del equipo

Evite imprevistos y costosos tiempos de inactividad, así como reparaciones, gracias a una inspección y una limpieza periódica de todos los componentes mecánicos y electrónicos.

Comprobaciones del funcionamiento del equipo

Gracias a nuestras comprobaciones, podremos identificar y diagnosticar problemas en el equipo.

Intervención de servicio preferente

No tendrá que esperar al siguiente hueco disponible para realizar un servicio.

Descuento en mano de obra por reparación

Si su equipo se avería, se beneficiará de un descuento en la tarifa de mano de obra.

METTLER TOLEDO

BasicCare

El paquete Basic Care cubre los siguientes aspectos de mantenimiento:

Cobertura		Mantenimiento
Basic Care	Comprobación del cable y la fuente de alimentación.	■
	Comprobación del correcto funcionamiento de los circuitos de encendido y apagado.	■
	Inspección de carcasa y juntas por si presentaran daños, se estuviera filtrando humedad, existiera contaminación por productos químicos o hubiera grietas y arañazos, etc.	■
	Confirmación de una correcta sujeción de los conectores y los interfaces, así como de la inexistencia de daños.	■
	Examen de la pantalla, el teclado y la pantalla táctil; comprobación de la funcionalidad de la interfaz de usuario.	■
	Revisión de las cubiertas de protección, de haberlas.	■
	Limpieza externa e interna.	■
	Realización de comprobaciones para garantizar un correcto funcionamiento básico.	■
	Recomendación de sustituir cualquier componente en mal estado, o excesivamente deteriorado o estropeado.	■
Ventajas adicionales	En caso de avería, recibirá un descuento en la mano de obra empleada en las reparaciones.	■

Los servicios de mantenimiento preventivo de METTLER TOLEDO garantizan que su equipo funcione siempre al máximo rendimiento. Nuestros programas estandarizados le proporcionan resultados y documentación trazable. Registramos todos los detalles de la inspección, con propiedad y coherencia, siempre: sea quien sea el técnico y sea cual sea la ubicación.



Herramientas automatizadas para comprobar el rendimiento

Sin complicaciones. Sin errores. Con toda la documentación. Nuestro sistema automatizado de creación de informes garantiza la disponibilidad inmediata de documentación y almacenamiento digitales.

METTLER TOLEDO Service

www.mt.com/service

Para más información



METTLER TOLEDO, S.A.E.
C/ Miguel Hernández, 69-71
08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel: 902 32 00 23
Email: mtemkt@mt.com

Sujeto a modificaciones técnicas ©
08/2015 Mettler-Toledo AG Impreso
en Suiza 11795977
MCG MarCom Greifensee